


## MULTIFIX 450-01 - FLUSSANTE IN GEL STANNOL (SIRINGA 10CC)



Cod. 131860A



### FLUSSANTE IN GEL MULTIFIX REWORK

**450-01 Multifix Rework - Flussante in gel Stannol in siringhe da 10 cc, No Clean.**

Codice prodotto Stannol: **860318**.

Scopri tutti i prodotti disponibili in questa categoria >> [Flussanti](#)

*IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:*

*Denominazione commerciale: **Flux-Gel / Flux Gel** – Codice prodotto: 7716*

*ELEMENTI DELL'ETICHETTA:*

*Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti*

*Pittogrammi di pericolo:*



*Attenzione. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare.*

*Consigli di prudenza: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso - Indossare guanti, Proteggere il viso, Proteggere gli occhi.*

*Risposta: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.*

*Smaltimento: Smaltire il contenuto e contenitore in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.*

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

**STANNOL GmbH & Co KG** – Haberstr 24, 42551 Velbert – Germany - Tel: +49 (0) 2051/3120-332 – E-mail: [sdb@stannol.de](mailto:sdb@stannol.de)